


Dusp4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13115

商品番号: CM0026145



前書き

DUSP4ウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロッティング（WB）およびELISAにおいてヒトDUSP4/MKP-

2を検出します。ERK1/2を脱リン酸化する二重特異性ホスファターゼを標的としており、予測分子量は約43 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DUSP4 ウサギ pAb
備考 / 別名	TYP, HVH2, MKP2, MKP-2, DUSP4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1846
免疫原	ヒトDUSP4 (NP_001385.1) のアミノ酸1-168番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13115
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	氷袋