

Dut ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - P33316

商品番号: CM0006605



前書き

ヒトDUT（dUTPase）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。組換えC末端免疫原、分子量27 kDa、ヒトと交差反応します。ヌクレオチド代謝やDNA複製の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DUT ウサギモノクローナル抗体
別名	BMFDMS; dUTPase; DUT
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1854
遺伝子ID	1854
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDUT（NP_001020419.1）のアミノ酸160～252番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	ウェスタンブロット（WB）、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P33316
タンパク質分子量	27kDa
輸送方法	氷袋