


## If/Icc、Elisa用 Dvl2 ウサギポリクローナル抗体 - O14641

商品番号: CM0027382



### 前書き

IF/ICCおよびELISAで検証済みのDVL2ウサギポリクローナル抗体。マウスとの交差反応性があります。ヒトDVL2（UniProt O14641）を標的とし、Wntシグナル伝達の重要なメディエーターです。発生およびシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名         | DVL2 Rabbit pAb                                     |
| 備考/別名       | DVL2                                                |
| 種           | ヒト                                                  |
| GeneID (ヒト) | 1856                                                |
| GeneID      | 1856                                                |
| 免疫原         | ヒトDVL2（NP_004413.1）のアミノ酸600-700に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                 |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                           |
| アプリケーション    | IF/ICC、ELISA                                        |
| 交差反応性       | マウス                                                 |
| SWISS       | O14641                                              |
| タンパク質分子量    | 79kDa                                               |
| 配送          | 氷袋                                                  |