


Dync1Li2 ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - O43237

商品番号: CM0021933



前書き

ダイニン軽中間鎖2（DYNC1LI2）に対するウサギポリクローナル抗体。微小管ベースの小胞輸送に関与します。ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、ELISAで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	DYNC1LI2 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	LIC2; DNCL12; DYNC1LI2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1783
遺伝子ID	1783
免疫原	ヒトDYNC1LI2 (NP_006132.1) のアミノ酸328-492に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43237
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋