

Dysferlin（ジスフェルリン）ウサギモノクローナル抗体、Wb・Ihc-P・Elisa対応 - O75923

商品番号: CM0003779



前書き

ウェスタンブロッティング、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みのDysferlinウサギモノクローナル抗体です。膜修復におけるカルシウムセンサーであるヒトDysferlin（237 kDa）に特異的に結合します。神経筋疾患や筋肉生物学の研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Dysferlin ウサギmAb
備考/別名	MMD1; FER1L1; LGMD2B; LGMDR2; Dysferlin (Romeo)
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8291
GeneID	8291
免疫原	合成ペプチド ヒトDysferlin (Romeo) (O75923) のアミノ酸50～150番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75923
タンパク質分子量	237kDa
発送方法	氷袋梱包