

WbおよびElisa用 E2F1 ウサギポリクローナル抗体 - Q01094

商品番号: CM0023645



前書き

ヒト転写因子E2F1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。細胞周期およびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	E2F1 ウサギ pAb
備考/別名	RBP3; E2F-1; RBAP1; RBBP3; E2F1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1869
GeneID	1869
免疫原	ヒトE2F1 (NP_005216.1) のアミノ酸301-437に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01094
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷バッグ