

E2F6 ウサギポリクローナル抗体 Wb, If/Icc, Ip, Elisa, Chip 用 - O75461

商品番号: CM0027995

前書き

ヒトE2F6転写因子に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISA、ChIPの各アプリケーションに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。細胞周期と遺伝子制御の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	E2F6 Rabbit pAb
別名	E2F-6; E2F6
対象種	ヒト
GeneID	1876
免疫原	ヒトE2F6（NP_937987.2）のアミノ酸1-281番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75461
タンパク質分子量	32kDa
輸送方法	氷袋