


Ebf1 ウサギ Pab (Wb、 Elisa用) - Q9Uh73

商品番号: CM0016207



前書き

ヒトEBF1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体、WBおよびELISAで検証済み。B細胞研究およびI
VDアッセイ開発に最適で、パイオニア転写因子COE1
を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EBF1 ウサギ pAb
備考/別名	EBF; COE1; OLF1; O/E-1; EBF1
種	ヒト
GeneID	1879
免疫原	ヒトEBF1のアミノ酸500-591の配列に対応する合成ペプチド (NP_076870.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、 ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UH73
タンパク質重量	64kDa
配送	保冷バッグ