

Ece1 ウサギポリクローナル抗体 - P42892

商品番号: CM0019453



前書き

ヒトECE1（エンドセリン変換酵素1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。約87 kDaのバンドを検出します。エンドセリン-1プロセッシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ECE1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	ECE; ECE1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1889
GeneID	1889
免疫原	ヒトECE1 (NP_001388.1) のアミノ酸670-770に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42892
タンパク質分子量	87kDa
配送	アイスバック