


Wb、Ihc-P、Elisa用Ech1ウサギポリクローナル抗体 - Q13011

商品番号: CM0013466



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでバリデーション済みのECH1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのECH1に反応し、脂肪酸 β 酸化におけるdelta(3,5)-Delta(2,4)-ジエノイル-

CoAイソメラーゼを標的とします。ミトコンドリアおよびペルオキシソーム研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ECH1ウサギpAb
備考／別名	HPXEL; ECH1
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	1891
GeneID	1891
免疫原	ヒトECH1 (NP_001389.2) のアミノ酸1～328に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13011
タンパク質分子量	36kDa
配送	保冷バッグ