

Eda Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92838

商品番号: CM0026848



前書き

ヒトEDA（エクトディスプラシンA）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性があります。発生生物学および外胚葉形成不全症の研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	EDA Rabbit pAb
備考/別名	ED1; HED; EDA1; EDA2; HED1; ODT1; XHED; ECTD1; XLHED; ED1-A1; ED1-A2; EDA-A1; EDA-A2; TNLG7C; STHAGX1; EDA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1896
免疫原	ヒトEDA (NP_001390.1) のアミノ酸62-182内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92838
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ