

Wb、If、Ip、Elisa用 Eed ウサギポリクローナル抗体 - O75530

商品番号: CM0027655



前書き

ヒトEED（ポリコームタンパク質EED、HEED、WAIT-1）

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。エピジェネティクスおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EED ウサギ pAb
備考/別名	HEED; COGIS; WAIT1; EED
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8726
遺伝子ID	8726
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトEED (NP_694536.1) のアミノ酸1-400に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75530
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ