


Eef2 Rabbit Mab - P13639

商品番号: CM0006228



前書き

ヒト伸長因子2（eEF2）を標的とする組換えモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。翻訳伸長および神経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eEF2 Rabbit mAb
備考/別名	EF2; EF-2; EEf-2; SCA26; eEF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1938
GeneID	1938
免疫原	ヒトeEF2（P13639）のアミノ酸759-858領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13639
タンパク質分子量	95kDa
配送	アイスパック