

Eefsec ウサギ Pab - P57772

商品番号: CM0019514



前書き

ヒトEEFSEC (SELB) に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット (WB) およびELISAでの検証が完了しています。セレノタンパク質翻訳に関与するセレノシステイン特異的伸長因子を認識し、セレノタンパク質生合成の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EEFSEC ウサギ pAb
別名	SELB, EFSEC, EEFSEC
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	60678
GeneID	60678
免疫原	ヒトEEFSEC (NP_068756.2) のアミノ酸347〜596番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P57772
タンパク質分子量	65kDa
輸送方法	保冷剤