


Egf受容体（E746-A750欠失特異的）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P00533

商品番号: CM0018931



前書き

E746-

A750欠失を持つEGF受容体を検出するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの性能が確認済みで、ヒト検体と反応します。癌研究およびシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EGF受容体（E746-A750欠失特異的）ウサギpAb
別名	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
反応種	ヒト
GeneID（ヒト）	1956
GeneID	1956
免疫原	ヒトEGF受容体（E746-A750欠失特異的）組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	ウエスタンブロッティング（WB）、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	134kDa
発送	氷袋