

Wb、Ihc-P、Elisa用EgfrウサギMab - P00533

商品番号: CM0007424



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでバリデーションされた高親和性の抗EGFRウサギモノクローナル抗体。EGF受容体シグナル伝達、がん生物学、および診断アッセイ開発の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EGFR Rabbit mAb
備考/別名	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; 上皮成長因子受容体
種	ヒト
遺伝子ID	1956
免疫原	組換えタンパク質：ヒトEGFR (NP_005219.2) のアミノ酸335-525に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
配送	アイスバッグ