


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用EgfrウサギPab - P00533

商品番号: CM0016303



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISA用途でバリデーション済みのEGFRウサギpAb（ポリクローナル抗体）。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ヒトEGFRのアミノ酸1021～1210を含む組換え免疫原を使用しています。がん研究およびシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EGFRウサギpAb
備考／別名	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	1956
GeneID	1956
免疫原	ヒトEGFR（NP_005219.2）のアミノ酸1021～1210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00533
タンパク質分子量	134 kDa
輸送	保冷バッグ