


Wb、Elisa用 Eif2S3 ウサギポリクローナル抗体 - P41091

商品番号: CM0027734



前書き

WBおよびELISA用の信頼性の高いEIF2S3ウサギポリクローナル抗体で、ラットと交差反応性があります。

翻訳開始因子eIF2-

ガンマを標的とし、タンパク質合成研究およびeIF2複合体研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF2S3 ウサギ pAb
備考/別名	EIF2; EIF2G; MEHMO; MRXSBRK; eIF-2gA; EIF2gamma; EIF2S3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1968
GeneID	1968
免疫原	ヒトEIF2S3 (NP_001406.1) のアミノ酸173-472に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P41091
タンパク質分子量	51kDa
発送	保冷バッグ