


Eif3F ウサギポリクローナル抗体 (Pab) For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00303

商品番号: CM0028945



前書き

ヒト EIF3F (eIF3-p47, MRT67, EIF3S5)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。翻訳開始およびNotchシグナル伝達研究に適しています。約38 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF3F ウサギ pAb
備考/別名	MRT67; EIF3S5; eIF3-p47; EIF3F
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8665
GeneID	8665
免疫原	ヒト EIF3F (NP_003745.1)のアミノ酸88-357に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00303
タンパク質分子量	38kDa
輸送	アイスバッグ