


Elf3H ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、If/Icc、Elisa対応） - O15372

商品番号: CM0014989



前書き

EIF3H (eIF3-p40)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IP、IF/ICC、ELISAが検証済みです。翻訳開始やタンパク質合成の研究に最適です。

- O15372

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF3H ウサギ pAb
備考/別名	EIF3S3; eIF3-p40; eIF3-gamma; EIF3H
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8667
GeneID	8667
免疫原	ヒト EIF3H (NP_003747.1) のアミノ酸80-340に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15372
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋