

## Eif4A1 ウサギモノクローナル抗体 Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa 対応 - P60842

商品番号: CM0006734



### 前書き

ヒトeIF4A1 (DDX2A)

に対する高品質ウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAでの検証が完了しています。

ヒト、マウス、ラット、サル由来のeIF4A1を認識し、翻訳開始研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名        | eIF4A1 ウサギmAb                                          |
| 備考・別名      | DDX2A; EIF4A; EIF-4A; eIF4A-I; eIF-4A-I; eIF4A1        |
| 対象種        | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID (ヒト) | 1973                                                   |
| 遺伝子ID      | 1973                                                   |
| 免疫原        | ヒトeIF4A1 (NP_001407.1) のアミノ酸1-100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                    |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                              |
| 応用用途       | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                           |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット、サル                                          |
| SWISS      | P60842                                                 |
| タンパク質分子量   | 46kDa                                                  |
| 発送方法       | 氷袋梱包                                                   |