

Wb、If/Icc、Elisa用Eif4Enif1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nra8

商品番号: CM0017659



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用EIF4ENIF1ウサギポリクローナル抗体（pAb）。mRNAの安定性と翻訳を制御するP-

bodyの主要構成因子である真核生物翻訳開始因子4Eトランスポーターを標的とします。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。翻訳制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF4ENIF1ウサギpAb
備考/別名	4E-T; Clast4; EIF4ENIF1
種	ヒト
GeneID	56478
免疫原	ヒトEIF4ENIF1（NP_001157973.1）のアミノ酸150～250に相当する配列を含む合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRA8
タンパク質分子量	108kDa
配送	保冷バッグ