

## Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用Eif4G2/P97ウサギMab - P78344

商品番号: CM0006275



## 前書き

ウエスタンブロット、免疫組織化学、免疫沈降、ELISA用EIF4G2/p97ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。翻訳開始およびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名         | EIF4G2/p97ウサギmAb                                            |
| 備考／別名       | P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97                           |
| 種           | ヒト                                                          |
| GeneID (ヒト) | 1982                                                        |
| GeneID      | 1982                                                        |
| 免疫原         | ヒトEIF4G2/p97 (NP_001409.3) のアミノ酸320～490に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                         |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                   |
| アプリケーション    | WB、IHC-P、IP、ELISA                                           |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                  |
| SWISS       | P78344                                                      |
| タンパク質分子量    | 102kDa                                                      |
| 配送          | 保冷バッグ                                                       |