

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Eif5A ウサギポリクローナル抗体 - P63241

商品番号: CM0023160



前書き

ヒトeIF5Aを標的とするポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのeIF5Aと反応し、翻訳伸長およびリボソーム救済に関与します。タンパク質合成、アポトーシス、およびウイルス複製の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eIF5A Rabbit pAb
備考/別名	FABAS; EIF-5A; EIF5A1; eIF-4D; eIF5A1; eIF5A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1984
遺伝子ID	1984
免疫原	ヒトeIF5A (NP_001137234.1) のアミノ酸1-154に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P63241
タンパク質分子量	17kDa
配送	氷袋