


Wb、If/Icc、Elisa用Eif6ウサギポリクローナル抗体 - P56537

商品番号: CM0022452



前書き

ヒトEIF6に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。内在性EIF6（27kDa）を検出し、マウスおよびラットとの交差反応性があります。翻訳開始およびリボソーム生合成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF6ウサギpAb
備考/別名	CAB; EIF3A; eIF-6; p27BBP; ITGB4BP; b(2)gcn; p27(BBP); EIF6
種	ヒト
遺伝子ID	3692
免疫原	ヒトEIF6のアミノ酸1～245に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_852133.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56537
タンパク質重量	27kDa
輸送	保冷バッグ