

Elac2 ウサギ Pab - Q9Bq52

商品番号: CM0028690



前書き

ELAC2

ウサギポリクローナル抗体は、ウェスタンブロット（WB）、免疫組織化学（IHC-P）、およびELISAについて検証済みです。ヒト、マウス、およびラットのELAC2を検出します。ELAC2は、RNA成熟とリボソーム集合に関与するミトコンドリアtRNAプロセシングエンドヌクレアーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELAC2 ウサギ pAb
備考/別名	ELC2; HPC2; COXPD17; ELAC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	60528
GeneID	60528
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BQ52
タンパク質分子量	92kDa
配送	アイスバッグ