

Elapor1 ウサギ Pab - Q6Uxg2

商品番号: CM0020119

前書き

ELAPOR1 ウサギ pAbは、ヒト、マウス、ラットのELAPOR1（111kDa）を検出するWBおよびELISA用ポリクローナル抗体です。このエンドソーム／リソソーム関連アポトーシス・オートファジー制御因子は、がん研究および細胞死研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELAPOR1 ウサギ pAb
備考／別名	EIG121; KIAA1324; ELAPOR1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	57535
GeneID	57535
免疫原	ヒトELAPOR1（NP_065826.2）のアミノ酸30～130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6UXG2
タンパク質分子量	111kDa
輸送	保冷バッグ