

Elovl6 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H5J4

商品番号: CM0020793

前書き

ヒトELOVL6を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のELOVL6を検出します。超長鎖脂肪酸伸長反応および脂質代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELOVL6 Rabbit pAb
備考・別名	FAE; LCE; FACE; hELO2; ELOVL6
種	ヒト
遺伝子ID	79071
免疫原	ヒトELOVL6 (NP_076995.1) のアミノ酸50～150領域に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H5J4
タンパク質分子量	31kDa
配送方法	氷袋