

Eno1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa対応） - P06733

商品番号: CM0015055



前書き

ヒトα-

エノラーゼ（ENO1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAに使用可能。マウスと交差反応します。解糖系、転写抑制、およびプラスミノゲン活性化に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENO1 ウサギ pAb
備考/別名	NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2023
GeneID	2023
免疫原	組換えタンパク質；ヒト ENO1（NP_001419.1）のアミノ酸1-434に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P06733
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ