

## Wb用 Eno2 ウサギモノクローナル抗体 - P09104

商品番号: CM0002804



## 前書き

ヒトENO2（ガンマエノラーゼ、NSE）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IF-F、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。神経科学研究およびニューロン特異的エノラーゼの検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名        | ENO2 ウサギモノクローナル抗体                                   |
| 備考/別名      | NSE; HEL-S-279; ENO2                                |
| 種          | ヒト                                                  |
| GeneID（ヒト） | 2026                                                |
| 免疫原        | ヒトENO2（NP_001966.1）のアミノ酸47～100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                           |
| 用途         | WB、IF/ICC、IF-F、IHC-P、ELISA                          |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS      | P09104                                              |
| タンパク質分子量   | 47 kDa                                              |
| 発送         | 氷袋                                                  |