

WbおよびElisa用 Eno2 ウサギポリクローナル抗体 - P09104

商品番号: CM0026027



前書き

ヒトガンマエノラーゼ（NSE）を標的とした、ウェスタンブロットおよびELISA用ENO2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに対する交差反応性を検証済み。解糖系、神経保護、がんバイオマーカー研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	ENO2 ウサギ pAb
備考/別名	NSE; HEL-S-279; ENO2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2026
遺伝子ID	2026
免疫原	ヒトENO2（NP_001966.1）のアミノ酸1-127に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09104
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ