

Enos ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - P29474

商品番号: CM0013675



前書き

ヒト内皮型一酸化窒素合成酵素（eNOS/NOS3）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。133

kDaのバンドを検出。マウスおよびラットと交差反応性あり。血管およびNOシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eNOS ウサギ pAb
備考/別名	eNOS; ECNOS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4846
GeneID	4846
免疫原	ヒトeNOS（NP_000594.2）のアミノ酸1000-1203に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29474
タンパク質分子量	133kDa
発送	保冷バッグ