

Wb、Elisa用EnpepウサギPab - Q07075

商品番号: CM0012858



前書き

ENPEPウサギpAb（APA/CD249/gp160）は、WBおよびELISAでヒトおよびマウスのグルタミルアミノペプチダーゼを検出するポリクローナル抗体です。高血圧および腎臓研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENPEPウサギpAb
備考／別名	APA ; CD249 ; gp160 ; ENPEP
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2028
GeneID	2028
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q07075
タンパク質分子量	109kDa
輸送	保冷バッグ