

Enpep ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa対応 - Q07075

商品番号: CM0026946



前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルでグルタミルアミノペプチダーゼを高精度で検出。このウサギポリクローナル抗体は高血圧および腎臓生物学の研究において、ウェスタンプロット、IHC-P、ELISAに対応しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENPEP ウサギpAb
略号/別名	APA; CD249; gp160; ENPEP
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	2028
GeneID	2028
免疫原	ヒトENPEP (NP_001968.3)のアミノ酸708～957に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07075
タンパク質分子量	109kDa
配送方法	氷袋