


Enpp2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13822

商品番号: CM0020502



前書き

ENPP2

ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証されたポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのENPP2/ATXリゾホスホリパーゼD（Q13822）を標的とし、リゾホスファチジン酸経路の研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ENPP2 Rabbit pAb
備考/別名	ATX; NPP2; ATX-X; PDNP2; LysoPLD; AUTOTAXIN; PD-IALPHA; ENPP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5168
GeneID	5168
免疫原	ヒトENPP2（NP_001035181.1）のアミノ酸564-863に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q13822
タンパク質分子量	99kDa
配送	氷袋