

エンテロウイルス Ev71 3D ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Elisa) - Ev71 3D

商品番号: CM0004980

前書き

ウエスタンブロット (WB) および ELISA
アプリケーション用のエンテロウイルス EV71 3D
ウサギモノクローナル抗体
(mAb)。組換え発現免疫原。ヒトとの交差反応性を有
し、EV71 3D
タンパク質を検出。ウイルス学研究および診断開発に
最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EV71 3D ウサギ mAb
種	エンテロウイルス
免疫原	エンテロウイルス EV71 3D の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
タンパク質分子量	51kDa
発送	保冷バッグ