


Eral1 ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - O75616

商品番号: CM0016446



前書き

WBおよびELISA用に検証済みの高品質な抗ERAL1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのERAL1（12S rRNA結合と小サブユニット組み立てに重要なミトコンドリアGTPase）を検出します。ミトコンドリア研究および診断開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERAL1 ウサギ pAb
備考/別名	ERA; CEGA; ERA-W; H-ERA; ERALIA; ERALIB; HERA-A; HERA-B; PRLTS6; ERALI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26284
GeneID	26284
免疫原	ヒトERAL1（NP_005693.1）のアミノ酸198-437に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75616
タンパク質分子量	48kDa
輸送	保冷バッグ