


Esra ウサギモノクローナル抗体（Wb用） - P03372

商品番号: CM0004061



前書き

WB、IP、ELISA、ChIP、フローサイトメトリーで検証済みの組換えESRαウサギモノクローナル抗体です。ホルモンシグナル伝達、がん、生殖研究において、ヒトエストロゲン受容体α（ERα）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ESRα ウサギmAb
別名	ER; ESRα
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2099
免疫原	ヒトESRα（NP_000116.2）のアミノ酸495-595番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	WB, IP, ELISA, ChIP, FC（細胞内染色）
交差反応性	ヒト
SWISS	P03372
タンパク質分子量	66kDa
配送方法	保冷剤