

Wb、Elisa用Esrp1ウサギポリクローナル抗体 - Q6Nxg1

商品番号: CM0014038



前書き

ヒトおよびマウスにおけるWBおよびELISAで検証済みのESRP1ウサギポリクローナル抗体。EMTおよび上皮特異的アイソフォームの制御に関与するスプライシング因子、上皮スプライシング調節タンパク質1を標的とします。難聴およびがんの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ESRP1ウサギpAb
備考／別名	RBM35A; RMB35A; DFNBI09; ESRP1
種	ヒト
遺伝子ID	54845
免疫原	ヒトESRP1 (NP_060167.2) のアミノ酸1〜220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6NXG1
タンパク質分子量	76kDa
輸送	保冷バッグ