


Esrrb ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - O95718

商品番号: CM0027990



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのESRRBウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのERR2核内受容体を認識します。幹細胞多能性、初期発生、転写制御研究に適しています。O95718。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ESRRB ウサギ pAb
備考/別名	ERR2; ERRb; ESRL2; NR3B2; DFNB35; ERRbeta2; ERR beta-2; ESRRB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2103
GeneID	2103
免疫原	ヒトESRRB (NP_004443.3) のアミノ酸434-508に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95718
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷バッグ