

Wb、If/Icc、Elisa用 Etf1 ウサギポリクローナル抗体 - P62495

商品番号: CM0030520



前書き

ヒトETF1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。翻訳終了因子である分子量49

kDaのヒト、マウス、ラットのETF1を認識します。タンパク質合成やナンセンス変異依存分解の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ETF1 ウサギpAb
別名	ERF; RF1; ERF1; TB3-1; D5S1995; SUP45L1; ETF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2107
GeneID	2107
免疫原	ヒトETF1 (NP_004721.1) のアミノ酸278～437番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P62495
タンパク質分子量	49kDa
発送方法	保冷剤