

Etnk2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nvf9

商品番号: CM0017830

前書き

高特異性ETNK2ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ホスホリピド合成に関与するヒトエタノールアミンキナーゼ2を検出します。IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ETNK2 ウサギ pAb
備考/別名	EKI2; HMFT1716; ETNK2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55224
遺伝子ID	55224
免疫原	ヒトETNK2 (NP_060678.2) のアミノ酸1-386に相当する配列を含む組換えタンパク質、または組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NVF9
タンパク質分子量	45kDa
配送	アイスバッグ