

Ets1 ウサギ Pab - P14921

商品番号: CM0019093



前書き

ヒトETS1転写因子に対するウサギポリクローナル抗体。
。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適用可能。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。遺伝子調節、免疫、血管新生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ETS1 ウサギ pAb
備考/別名	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1; ETS1
種	ヒト
遺伝子ID	2113 (ヒト)
免疫原	ヒトETS1 (NP_005229.1) のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P14921
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ