


Etv4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P43268

商品番号: CM0020755



前書き

ETV4 ウサギポリクローナル抗体 (P43268)

は、WBおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。ヒトETV4のアミノ酸40-246をカバーする組換え免疫原を使用しています。運動ニューロンの配置とケラチノサイト分化に関与する転写活性化因子を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ETV4 ウサギ pAb
備考/別名	EIAF; PEA3; EIA-F; PEAS3; ETV4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2118
GeneID	2118
免疫原	ヒトETV4 (NP_001977.1) のアミノ酸40-246に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43268
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋