

Ev71 3Cプロテアーゼ ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Ev71 3C ウサギ Pab

商品番号: CM0021432

前書き

EV71 3Cプロテアーゼ（アミノ酸1-183）を標的とするポリクローナルウサギ抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、広範な交差反応性が予測されます。エンテロウイルス研究および診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EV71 3C ウサギ pAb
種	エンテロウイルス
免疫原	ヒトEV71 3Cのアミノ酸1-183に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(B9VUU3)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	その他（広範囲予測）
配送	保冷バッグ