

Ev71 3C ウサギ Mab - Ev71 3C

商品番号: CM0006569

前書き

エンテロウイルスEV71
3Cプロテアーゼに対するウサギモノクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。エンテロウイルスの検
出および研究に適しており、予測分子量は20
kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	EV71 3C ウサギ mAb
種	エンテロウイルス
免疫原	エンテロウイルスEV71 3Cの組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	エンテロウイルス
タンパク質分子量	20KDa
配送	保冷バッグ