

Ev71 3DウサギPab - B9Vuu3

商品番号: CM0020366

前書き

EV71 3DウサギpAbは、エンテロウイルスEV71 3Dタンパク質（アミノ酸1〜217、B9VUU3）に対してウサギで作製されたポリクローナル抗体です。ヒトとの交差反応性があり、WBおよびELISAに適しています。EV71の研究および診断開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EV71 3DウサギpAb
種	エンテロウイルス
免疫原	エンテロウイルスEV71 3D（B9VUU3）のアミノ酸1〜217に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
配送	保冷バッグ