

Ev71 3D ウサギポリクローナル抗体 - Ev71 3D

商品番号: CM0030785

前書き

組換えエンテロウイルスEV71
3Dタンパク質を免疫原として作製されたウサギ由来ポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用に適しており、ヒトとの交差反応性が報告されています。EV71の検出および測定系開発をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EV71 3D Rabbit pAb
種	エンテロウイルス
免疫原	エンテロウイルスEV71 3D組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
配送方法	氷袋