

Wb、Ihc-P用Ewsr1ウサギモノクローナル抗体 - Q01844

商品番号: CM0010300



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAでバリデーション済みのEWSR1ウサギモノクローナル抗体。ヒトEWSR1 N末端を標的とし、ヒト、マウス、ラットと反応します。がんおよび転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EWSR1 Rabbit mAb
備考/別名	EWS; EWS-FLI1; bK984G1.4; EWSR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2130
遺伝子ID	2130
免疫原	ヒトEWSR1 (Q01844) のアミノ酸1-189に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01844
タンパク質分子量	68kDa
配送	氷袋