

If/Icc、Elisa用Ewsr1ウサギポリクローナル抗体 - Q01844

商品番号: CM0016801



前書き

IF/ICCおよびELISA用途でバリデーション済みの、ヒトEWSR1に対するウサギポリクローナル抗体。腫瘍形成に参与する転写抑制因子であるEwing肉腫切断領域1タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EWSR1ウサギpAb
備考／別名	EWS ; EWS-FLI1 ; bK984G1.4 ; EWSR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2130
GeneID	2130
免疫原	ヒトEWSR1 (NP_001156757.1) のアミノ酸1〜300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q01844
タンパク質分子量	68kDa
輸送	保冷バッグ